

蛋白Marker

高准确性

蛋白条带分子量相较于同级别其它高端品牌产品更准确；

分布合理






蛋白条带分布更合理；

低杂交反应

条带蛋白去除蛋白质标签，最大程度降低抗体杂交反应。



蛋白Marker知多少？
微信扫码查看详情

货号	名称	规格	价格		说明书
WJ101	双色预染蛋白Marker 15kDa~150kDa	250μL×2	328元		
WJ101L		250μL×10	1488元		
WJ102	双色预染蛋白Marker 10kDa~250kDa	250μL×2	368元		
WJ102L		250μL×10	1688元		
WJ106	双色预染蛋白Marker 10kDa~250kDa (适用于近红外荧光成像)	250μL×2	368元		
WJ106L		250μL×10	1688元		
WJ103	三色预染蛋白Marker 10kDa~250kDa	250μL×2	368元		
WJ103L		250μL×10	1688元		
WJ107	三色预染蛋白Marker 10kDa~180kDa	250μL×2	328元		
WJ107L		250μL×10	1280元		
WJ402	双色预染低分子量蛋白分子标准 (1.2kDa~40kDa)	50μL	198元		
WJ402L		50μL×5	798元		
WJ201	非预染蛋白Marker 10kDa~235kDa	250μL×2	158元		

免冰浴快速转膜缓冲液

15~40min即可完成Western Blot湿转法转膜，产热量小，无需使用冰浴；
配制过程中，可用无水乙醇替代甲醇，避免使用有毒试剂；
适用于各种常见凝胶的转膜。



PS201/PS201S



TF105

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PS201	Omni-Flash™免冰浴快速转膜缓冲液(10×)	5L	718元
PS201S		500mL	88元
TF105	免冰浴快速转膜缓冲液速溶颗粒	1L×20	258元

WB专用转膜海绵垫(免滤纸)

制作转印三明治时，扮演了海绵和滤纸双重角色，无需额外使用滤纸，提高实验效率及容错率。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
OT102	WB专用转膜海绵垫(免滤纸)I型(用于两块胶转印仪)	70片	178元
OT103	WB专用转膜海绵垫(免滤纸)II型(用于四块胶转印仪)		

无蛋白快速封闭液

快速高效

5-10min快速完成封闭；

性能可靠

无蛋白配方，与抗体无交叉反应；

应用范围广

尤其适合磷酸化特异抗体及生物素检测系统。



PS108



PS108P

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PS108	无蛋白快速封闭液 (5×)	100mL	118元
PS108P	无蛋白快速封闭液 (1×)	500mL	128元



聊聊转膜那些事儿！
微信扫码查看详情



WB专用转膜海绵垫(免滤纸) 操作视频
微信扫码查看详情

通用型抗体稀释液

稳定高效

稀释的抗体可在4℃保存不少于6个月，可重复使用多次；

通用性强

可用于稀释一抗和二抗，适用于WesternBlot, IHC及IF等多种实验；

方便快捷

直接用于抗体的稀释，无需添加任何额外的试剂。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PS119	通用型抗体稀释液	100mL	128元
PS119L		500mL	478元

化学发光检测试剂盒

快速检测低至飞克量(SQ201/SQ203)和皮克量(SQ202)的蛋白。



SQ201/SQ201L



SQ203/SQ203L



SQ202/SQ202L

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
SQ201	Omni-ECL™超灵敏化学发光检测试剂盒(飞克级)	100mL	798元
SQ201L		500mL	3198元
SQ203	Omni-ECL™通用型化学发光检测试剂盒(飞克级)	100mL	358元
SQ203L		500mL	1198元
SQ202	Omni-ECL™基础型化学发光检测试剂盒(皮克级)	100mL	258元
SQ202L		500mL	798元

WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型)

节省样品

同一张膜的相同样品可用于多种检测；

省时

不需要重新制胶电泳；

高效快速

去除效果好，远优于自制缓冲液；

温和配方

对转印膜上结合的靶蛋白损伤极微；

无气味

无刺鼻气味，更环保。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PS107	WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型)	500mL	538元
PS107S		100mL	128元



Western blot之显影检测
微信扫码查看详情



精品推荐 | PS107 WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型)
微信扫码查看详情



明星产品系列



上海雅酶生物医药科技有限公司
Shanghai EpiZyme Biomedical Technology Co., Ltd
地址：上海市闵行区新骏环路760号1号楼3层
网址：www.epizyme.cn 电话：400 058 8030



雅酶公众号



雅酶视频号

柱式动物组织/细胞总蛋白抽提试剂盒

操作简单快速 – 最快1min可以得到变性总蛋白；

无蛋白丢失 – 可打开DNA双链，高效获取与DNA结合的蛋白；

小样本量，高得率 – 最小可处理20μL样本与裂解液混合物，提取的蛋白溶液浓度可达2~8mg/mL；

适用多种实验 – 含有两种裂解液，既可用于提取变性蛋白质，也可提取天然蛋白质。

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PC201	柱式动物组织/细胞总蛋白抽提试剂盒	50次	498元
PC201plus	柱式动物组织/细胞总蛋白抽提试剂盒(含蛋白酶抑制剂混合液)		658元

细胞膜蛋白/浆蛋白提取试剂盒

速度快 – 可在约90min内完成膜蛋白提取；

得率高 – 采用新型优化的去污剂配方，可从5×10⁶个细胞中提取约0.4~0.6mg的膜蛋白(不同细胞系中膜蛋白含量有所差异)，得率比一般试剂盒高30%~50%；

纯度佳 – 交叉污染率极低(通常低于10%)，仅会在膜蛋白组中掺入极少量细胞溶质蛋白；

易操作 – 细胞样品不需要匀浆和液氮冻融等方式进行处理；

高兼容 – 膜蛋白提取物可用于BCA 蛋白定量、SDS-PAGE、Western Blot、免疫沉淀等后续实验。

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PC202	细胞膜蛋白/浆蛋白提取试剂盒	50次	1580元
PC202S		10次	398元

细胞核蛋白/浆蛋白提取试剂盒

速度快 – 提取时间比传统试剂盒缩短10~20min (PC204)；

得率佳 – 采用优化试剂配方，蛋白提取量较传统方法大幅提升，样本利用率更高；

纯度高 – 核蛋白/浆蛋白分离效果显著，交叉污染率极低(效果优于传统试剂盒)；

易操作 – 操作简单，无需梯度超速离心；

高兼容 – 提取产物适用于WB、IP、EMSA、Footprinting、报告基因检测及酶活力测定等试验 (PC203)。

扫码查看说明书

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PC203	细胞核蛋白/浆蛋白提取试剂盒(多应用型)(提取的核蛋白不包括核膜蛋白)	50次(细胞)	588元
PC204	细胞核蛋白/浆蛋白提取试剂盒(WB 高效型)(提取的核蛋白包括核膜蛋白)		

柱式动物组织/细胞总蛋白抽提试剂盒操作视频

微信扫码查看详情

小鼠分享—膜蛋白WB实验小贴士

微信扫码查看详情

小鼠分享—核蛋白提取实验小贴士

微信扫码查看详情

高纯度线粒体及线粒体蛋白提取试剂盒

纯度高 – 利用两步密度梯度离心的原理，提取到的线粒体纯度更高；

活性高 – 所提取的线粒体保留有完整的结构，并具有很高的生物学活性；

应用广 – 提取的线粒体可应用于：(1)线粒体的功能或酶活性研究；(2)线粒体蛋白分析：如SDS-PAGE、免疫印迹(WB)、免疫沉淀(IP)、蛋白质组学研究等；(3)线粒体DNA(mtDNA)提取。

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PC205	高纯度线粒体及线粒体蛋白提取试剂盒	30次	498元

蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合液(100×, 不含 EDTA)

仅使用一种溶液即可有效防止蛋白被内源性蛋白酶和磷酸酶降解，与质谱分析兼容。

GRF101

扫码查看说明书

GRF102

扫码查看说明书

GRF103

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
GRF103	蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合液(100×, 不含 EDTA)	1mL	398元
GRF101	蛋白酶抑制剂混合液(不含EDTA)(100×)	1mL	298元
GRF102	磷酸酶抑制剂混合液(100×)	1mL	298元

即用型蛋白定量试剂盒

方便快捷 – 提供即用型标准品，省去繁琐的稀释步骤；

兼容性好 – 与金属离子、螯合剂及去污剂兼容性较好；

简单快速 – 室温5min完成显色反应 (ZJ103)。

ZJ102

扫码查看说明书

ZJ103

扫码查看说明书

ZJ104

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
ZJ102	Omni-Easy™即用型BCA蛋白定量试剂盒	500次(微孔)	228元
ZJ102L		2500次(微孔)	888元
ZJ103	Omni-Rapid™快速蛋白定量试剂盒	500次(微孔)	698元
ZJ104	即用型Bradford蛋白定量试剂盒(兼容去垢剂)	800次(微孔)	358元

小鼠分享—让线粒体提取更高效

微信扫码查看详情

一篇搞定WB蛋白定量（附BCA蛋白定量操作演示）

微信扫码查看详情

一步法免染PAGE凝胶快速制备试剂盒

紫外成像 – 无需染胶，蛋白条带可直接紫外曝光成像；

一步法灌胶 – 灌制下层胶后直接注入上层胶，无需液封；

操作简单快速 – 制胶无需计算所需溶剂量，无需稀释；

彩色上层胶 – 可制备红绿蓝三种颜色的上层胶，为点样和区分不同凝胶提供最大便利；

避免异味 – 无需使用TEMED，避免恶臭气味；

条带清晰 – 尤其小分子蛋白质条带比在传统凝胶中更清晰。

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PG220~PG224	Omni-Easy™一步法免染PAGE凝胶快速制备试剂盒*	125块(0.75mm胶)或 >90块(1.00mm胶)或 >60块(1.50mm胶)	338元

*有6%、7.5%、10%、12.5%、15%五种下层胶浓度可供选购。

类梯度PAGE胶快速电泳套装

分离范围广 – 所配制凝胶具有类似梯度胶蛋白带型的广谱分离能力，无需区分不同浓度下层胶；

电泳速度快 – 200V恒压，25min即可完成电泳；

一步法灌胶 – 灌制下层胶后直接注入上层胶，无需液封；

操作简单快速 – 制胶无需计算所需溶剂量，无需稀释；

彩色上层胶 – 可制备红绿蓝三种颜色的上层胶，为点样和区分不同凝胶提供最大便利；

避免异味 – 无需使用TEMED，避免恶臭气味。

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PG610	类梯度PAGE胶快速电泳套装	125块(0.75mm胶)或 >90块(1.00mm胶)或 >60块(1.50mm胶)	398元

免染预制胶

紫外成像 – 无需染胶，蛋白条带可直接紫外曝光成像；

分辨率高 – 全新凝胶缓冲体系配方使蛋白电泳条带更清晰锐利，分辨率更高；

性能优越 – 针对性的设计有效降低边缘效应，轻松获得理想的电泳结果；

稳定性高 – 采用自动化灌胶生产技术，确保了产品质量的高稳定性和重复性；

操作简便 – 即开即用，无需额外配制各种缓冲液和灌胶操作，并配有Tris/MOPS/SDS电泳缓冲液速溶颗粒；

兼容性强 – 兼容市场上主流的mini电泳槽；

安全性高 – 无需接触有毒试剂。

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
LK401~LK410	Super-PAGE™免染预制胶，Bis-Tris(含MOPS电泳液) *	10片装	198元

*有8%、10%、12%、4~12%、4~20%五种浓度和12孔、15孔两种规格可供选购。

免染成像，让蛋白电泳嗨起来

微信扫码查看详情

新品来袭—类梯度PAGE胶快速电泳套装

微信扫码查看详情

预制胶+紫外成像 让蛋白电泳上加嗨！

微信扫码查看详情

Omni-Easy™速溶型蛋白上样缓冲液(变性，还原型，5×)

抑制降解 – 新配方，确保煮样后pH值为中性，避免蛋白降解，尤其适用于磷酸化蛋白；

沉降迅速 – 样品会快速沉到加样孔底，不易飘起；

快速融化 – 从-20℃取出后融化速度快，不粘稠；

无异味 – 采用新型还原剂，不含β-巯基乙醇或DTT，无令人不快的臭味。

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
LT101S	Omni-Easy™速溶型蛋白上样缓冲液（变性，还原型，5×）	1mL×5	78元
LT101		1mL×15	188元
LT101L		1mL×75	848元

蛋白电泳避坑指南

微信扫码查看详情

考马斯亮蓝快速染液(免脱色)

染色时间短，灵敏度高；

背景低，可免脱色；

无毒无污染。

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PS111	考马斯亮蓝快速染液（免脱色）	250mL	168元

快速细胞冻存液

细胞可直接冻存于-80℃冰箱，无需程序降温；

化学成分明确；

细胞复苏率在90%以上；

冻存液在2~8℃即可稳定保存，即取即用。

扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
BY002	快速细胞冻存液(无血清)	100mL	398元
BY002P	免分装快速细胞冻存液(无血清)	5mL×20	398元