

His-Tag兔多克隆抗体

His-Tag Rabbit Polyclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20°C保存，质保期为自收货后24个月内，-20°C保存时无需分装。

货号规格

| 货号 | 规格 |
|--------|-------------|
| LF308 | 100 μ L |
| LF308S | 20 μ L |

产品简介

本抗体为兔多克隆抗体,可高度特异识别重组蛋白 C 末端或 N 末端和内部的六个连续组氨酸标签,而不受邻近氨基酸组成的影响,可用于检测各种表达载体表达的 His-Tag 融合蛋白。

缓冲液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol


防腐剂 0.02% sodium azide

应用范围 Western Blot(WB)

推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
1:5,000 for Western Blot

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



His-Tag 兔多克隆抗体检测 1 μ g His 融合蛋白
Western Blot 结果【1:5,000(1)、1:10,000(2)】