

# GST-Tag兔多克隆抗体

GST-Tag Rabbit Polyclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

## 货号规格

货号	规格
LF306	100 μL
LF306S	20 μL

## 产品简介

本抗体为高纯度的兔多克隆抗体,与 GST 结构域具有高亲和性,可灵敏特异地检测各种 GST 编码载体表达的 GST-Tag 融合蛋白。

**缓冲液** 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol


**防腐剂** 0.02% sodium azide

**应用范围** Western Blot(WB)

**推荐浓度** (最适浓度需根据具体情况调试)  
Western Blot: 1:5,000

## 注意事项

1. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



GST-Tag 兔多克隆抗体检测 0.5 μg GST 融合蛋白  
Western Blot 结果【1:5,000(1)、1:10,000(2)】