

# GST-Tag鼠单克隆抗体

GST-Tag Mouse Monoclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

## 货号规格

货号	规格
LF305	100 μL
LF305S	20 μL

## 产品简介


本抗体为高纯度的鼠单克隆抗体，与 GST 结构域具有高亲和性，可灵敏特异地检测各种 GST 编码载体表达的 GST-Tag 融合蛋白。

克隆号 6D2  
缓冲液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol  
防腐剂 0.02% sodium azide  
应用范围 Western Blot(WB)

推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)  
Western Blot: 1:5,000

## 注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



GST-Tag 鼠单克隆抗体检测 0.5 μg GST 融合蛋白  
Western Blot 结果【1:5,000(1)、1:10,000(2)】