

水浴锅除菌剂

Bath Cleaner

本产品常温运输；常温阴凉处保存，保质期 18 个月。

货号规格

货号	规格
CX104	100 mL

产品特点

- 广谱高效** - 专门用于清除水浴锅中的细菌、真菌及支原体等微生物污染，不会出现细菌耐药性等问题；
- 安全性高** - 无刺激无腐蚀，不挥发，7~10天即可完全降解，小鼠及家兔皮肤刺激实验无任何不良反应；
- 使用方便** - 直接喷洒即可，省时省力。

产品简介

CX104主要成分为阳离子多肽类抗菌素，专门用于清除水浴锅中的细菌、真菌、支原体等微生物。由于其作用机理是物理机械性打破菌体细胞壁并抑制繁殖所需酶的合成，进而导致微生物死亡，所以该产品不会产生抗药性。多项独立验证试验表明该产品对各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达7~10天。

操作说明

- 使用75%酒精或者 **细胞房除菌剂(CX101)** 将水浴锅内壁清理干净；
- 将 **水浴锅除菌剂** 按照 1:1000 加入到水浴锅水体内。推荐使用量：每10 L灭菌水内加10 mL **水浴锅除菌剂**，每7~10天更换一次。

注意事项

- 本产品因浓度较高，易发生析出，此为正常现象，并非产品变质，按操作说明加入水浴锅水体内，加热即可溶解；
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 本产品仅限科研使用。