

# DYKDDDDK-Tag兔多克隆抗体

DYKDDDDK-Tag Rabbit Polyclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

## 货号规格

货号	规格
LF304	100 μL
LF304S	20 μL

## 产品简介

本抗体为兔多克隆抗体。该抗体高度特异识别重组蛋白 C 末端或 N 末端的 DYKDDDDK 标签，而不受邻近氨基酸组成的影响，可用于检测各种表达载体表达的 DYKDDDDK-Tag 融合蛋白。

**缓冲液** 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol

**防腐剂** 0.02% sodium azide


**应用范围** Western Blot(WB)

**推荐浓度** (最适浓度需根据具体情况调试)

Western Blot: 1:5,000

## 注意事项

1. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度；
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
3. 本产品仅限科研使用。



DYKDDDDK-Tag 兔多克隆抗体检测 1 μg DYKDDDDK 融合蛋白 Western Blot 结果【1:5,000(1)、1:10,000(2)】