



雅酶®

化学发光检测

精品推荐

试剂盒系列



Omni-ECL™ 超灵敏化学发光检测试剂盒(飞克级)

SQ201

超高灵敏度 快速检测低至低飞克量的蛋白

Omni-ECL™ 通用型化学发光检测试剂盒(飞克级)

SQ203

超高性价比 快速检测低至飞克量的蛋白




Omni-ECL™ 基础型化学发光检测试剂盒(皮克级)

SQ202

快速检测低至皮克量的蛋白



ECL化学发光试剂盒对比实验



A549细胞裂解液总蛋白，每孔上样量分别为5 μ g、2.5 μ g、1.275 μ g、0.637 μ g、0.318 μ g、0.159 μ g、0.079 μ g

GAPDH-HRP直标鼠单抗，稀释比 1:50000

曝光时长25sec

结论：灵敏度对比

WBKLS0100 = SQ202 < SQ203 < SQ201

货号	名称	规格	价格
SQ201	Omni-ECL™超灵敏化学发光检测试剂盒（飞克级）★	100mL	798元
SQ201L		500mL	3198元
SQ203	Omni-ECL™通用型化学发光检测试剂盒（飞克级）★	100mL	358元
SQ203L		500mL	1198元
SQ202	Omni-ECL™基础型化学发光检测试剂盒（皮克级）★	100mL	258元
SQ202L		500mL	798元
SQ101	Omni-ECL™增强型化学发光检测试剂盒（皮克级）	100mL	530元
SQ101L		500mL	1590元



《Western blot 之显影检测》

◀ 微信扫码查看

