

垂直电泳仪、转印仪配件



质量保证

价格实在

适配广泛

产品图片	产品信息	产品图片	产品信息
	PEP-mini-C1 制胶梳, 适配迷你垂直电泳仪 1.0mm, 10齿 148元 5个/包		PEP-mini-C2 制胶梳, 适配迷你垂直电泳仪 1.0mm, 15齿 148元 5个/包
	PEP-mini-C3 制胶梳, 适配迷你垂直电泳仪 0.75mm, 10齿 148元 5个/包		PEP-mini-C4 制胶梳, 适配迷你垂直电泳仪 0.75mm, 15齿 148元 5个/包
	PEP-mini-C5 制胶梳, 适配迷你垂直电泳仪 1.5mm, 10齿 148元 5个/包		PEP-mini-C6 制胶梳, 适配迷你垂直电泳仪 1.5mm, 15齿 148元 5个/包
	PEP-mini-SPP1 隔条玻璃板, 适配迷你垂直电泳仪 0.75mm, 101×83mm 278元 5个/包		PEP-mini-SPP2 隔条玻璃板, 适配迷你垂直电泳仪 1.0mm, 101×83mm 278元 5个/包
	PEP-mini-SPP3 隔条玻璃板, 适配迷你垂直电泳仪 1.5mm, 101×83mm 278元 5个/包		PEP-mini-SHP 短玻璃板, 适配迷你垂直电泳仪 1.0mm, 101×73mm 108元 10片/盒
	PEP-mini-CS 制胶底座 适配迷你垂直电泳仪 298元 1个/包		PEP-mini-CF 制胶架 适配迷你垂直电泳仪 218元 1个/包
	PEP-mini-CGK 制胶组合 制胶底座1个 + 制胶密封垫1个 + 制胶架1个 +1mm 玻璃板2套 +1mm 10齿、15齿制 胶梳各2把 适配迷你垂直电泳仪 598元 1个/包		PEP-mini-CGK1 制胶组合 制胶底座1个 + 制胶密封垫1个 + 制胶架1个 +1.5mm 玻璃板2套 +1.5mm 10齿、15齿 制胶梳各2把 适配迷你垂直电泳仪 598元 1个/包
	PEP-mini-PC 制胶架合页 适配迷你垂直电泳仪 10元 1个/包		PEP-mini-CSG 制胶密封垫 适配迷你垂直电泳仪 198元 5个/包
	PEP-mini-RG U型密封条 适配迷你垂直电泳仪 40元 1个/包		PEP-mini-CLF 电极组件卡扣 适配迷你垂直电泳仪 40元 1个/包

产品图片	产品信息	产品图片	产品信息
	PEP-mini-EA 电极头电极组件 适配迷你垂直电泳仪 1498元 1个/包		PEP-mini-CRM 蘑菇头电极组件 适配迷你垂直电泳仪 1398元 1个/包
	PEP-mini-BD 缓冲液挡板 适配迷你垂直电泳仪 40元 1个/包		PEP-mini-GR 剥胶铲 适配迷你垂直电泳仪 30元 1个/包
	PEP-mini-SLG 加样架 适配迷你垂直电泳仪 30元 1个/包		PEP-mini-LC 上盖(带线) 适配迷你垂直电泳仪及迷你转印仪(2块胶) 348元 1个/包
	PEP-mini-BT 缓冲液槽 适配迷你垂直电泳仪及迷你转印仪(2块胶) 348元 1个/包		PTM-mini2-EM 转印芯 适配迷你转印仪(2块胶) 2198元 1个/包
	PTM-mini2-HC 转印夹 适配迷你转印仪(2块胶) 98元 1个/包		PTM-mini2-FP 纤维衬垫 适配迷你转印仪(2块胶) 50元 5个/包
	PTM-mini2-BC 冷却冰盒 适配迷你转印仪 30元 1个/包		PTM-mini2-TMK 转印套装 转印芯 1个 + 转印夹 2个 + 纤维衬垫 5片 + 冷却冰盒 2个 适配迷你转印仪(2块胶) 2498元 1个/包
	PTM-mini4-EM 转印芯 适配迷你转印仪(4块胶) 3798元 1个/包		PTM-mini4-HC 转印夹 适配迷你转印仪(4块胶) 178元 1个/包
	PTM-mini4-FP 纤维衬垫(薄) 适配迷你转印仪(4块胶) 100元 10个/包		PTM-mini4-LC 上盖(带线) 适配迷你转印仪(4块胶) 348元 1个/包
	PTM-mini4-BT 缓冲液槽 适配迷你转印仪(4块胶) 348元 1个/包		PTM-mini4-TMK 转印套装 转印芯 1个 + 转印夹 4个 + 纤维衬垫(薄) 10片 + 冷却冰盒 2个 适配迷你转印仪(4块胶) 4498元 1个/包



地址：上海市闵行区新骏环路760号1号楼3楼
网址：www.epizyme.cn

电话：400-058-8030
邮箱：info@epizyme.cn

