

精品推荐

# 蛋白定量试剂盒系列

## Omni-Easy™即用型BCA蛋白定量试剂盒

### 方便快捷

提供即用型标准品，省去繁琐的稀释步骤；

### 兼容性好

与金属离子、还原剂、螯合剂及去污剂兼容性较好。

### 准确性高

变异系数远小于考马斯亮蓝染色法；

### 线性范围宽

灵敏，检测范围：20~2,000 µg/mL；



## Omni-Rapid™快速蛋白定量试剂盒

### 简单快速

室温5min完成显色反应；

### 线性范围宽

灵敏，检测范围：20~2,000 µg/mL；

### 方便快捷

提供即用型标准品，省去繁琐的稀释步骤；

### 兼容性好

与金属离子、还原剂、螯合剂及去污剂兼容性较好。

### 准确性高

变异系数远小于考马斯亮蓝染色法；



## 即用型Bradford蛋白定量试剂盒(兼容去垢剂)

### 简单快速

常温孵育3-5min即可进行检测；

### 兼容性好



与金属离子、还原剂、螯合剂及去污剂兼容性较好。

### 方便快捷

提供即用型标准品，省去繁琐的稀释步骤；



## 标准品稳定性验证实验



②~⑧号标准品 37°C存放45天后

②~⑧号标准品 -20°C保存

②~⑧号标准品置于37°C 45天后，与-20°C保存相比降解并不明显。

货号	名称	规格	价格
ZJ101	BCA蛋白定量试剂盒	500次(微孔)	298元
ZJ101L		2500次(微孔)	888元
ZJ102	Omni-Easy™即用型BCA蛋白定量试剂盒 ★	500次(微孔)	298元
ZJ102L		2500次(微孔)	888元
ZJ103	Omni-Rapid™快速蛋白定量试剂盒 ★	500次(微孔)	698元
ZJ104	即用型Bradford蛋白定量试剂盒(兼容去垢剂) ★	800次(微孔)	358元



一篇搞定 WB 蛋白定量(附 BCA 蛋白定量操作演示)

扫一扫 微信扫码查看

