

雅酶小而美产品系列

蛋白酶/磷酸酶抑制剂混合物

产品特点

- 蛋白酶抑制剂含有多达9种的高效抑制成分，提供比同类产品(一般含6种抑制剂)更为全面的蛋白保护作用。
- 磷酸酶抑制剂含有多达8种的高效抑制成分，提供比同类产品(一般含3~4种抑制剂)更为全面的磷酸酶抑制能力。

说明书



GRF101



GRF102

货号	名称	规格	价格
GRF101	蛋白酶抑制剂混合液(不含EDTA)(100×)	1mL	298元
GRF102	磷酸酶抑制剂混合液(100×)	1mL	298元

Omni-Easy™速溶型蛋白上样缓冲液(变性, 还原型, 5×)

产品特点

- **抑制降解** - 新配方, 确保煮样后pH值为中性, 避免蛋白降解, 尤其适用于磷酸化蛋白;
- **沉降迅速** - 样品会快速沉到加样孔底, 不易飘起;
- **快速融化** - 从-20℃取出后融化速度快, 不粘稠;
- **无异味** - 采用新型还原剂, 不含β-巯基乙醇或DTT, 无令人不快的臭味。

说明书



货号	名称	规格	价格
LT101S	Omni-Easy™速溶型蛋白上样缓冲液 (变性, 还原型, 5×)	1mL×5	78元
LT101		1mL×15	188元
LT101L		1mL×75	848元



考马斯亮蓝快速染液(免脱色)

产品特点

- 染色时间短, 灵敏度高;
- 背景低, 可免脱色;
- 无毒无污染。

说明书



货号	名称	规格	价格
PS111	考马斯亮蓝快速染液(免脱色)	250mL	168元



无蛋白快速封闭液

产品特点

- **快速高效** - 5-10min快速完成封闭；
- **性能可靠** - 无蛋白配方，与抗体无交叉反应；
- **应用范围广** - 尤其适合磷酸化特异抗体及生物素检测系统。

说明书



PS108



PS108P

货号	名称	规格	价格
PS108	无蛋白快速封闭液(5×)	100mL	118元
PS108P	无蛋白快速封闭液(1×)	500mL	128元



通用型抗体稀释液

产品特点

- **稳定高效** - 稀释的抗体可在4℃保存不少于6个月，可重复使用多次；
- **通用性强** - 可用于稀释一抗和二抗，适用于WesternBlot，IHC及IF等多种实验；
- **方便快捷** - 直接用于抗体的稀释，无需添加任何额外的试剂。

说明书



货号	名称	规格	价格
PS119	通用型抗体稀释液	100mL	128元
PS119L		500mL	478元



WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型)

产品特点

- **节省样品** - 同一张膜的相同样品可用于多种检测；
- **省时** - 不需要重新制胶电泳；
- **高效快速** - 去除效果好，远优于自制缓冲液。
- **温和配方** - 对转印膜上结合的靶蛋白损伤极微；
- **无气味** - 无刺鼻气味，更环保。

说明书



货号	名称	规格	价格
PS107	WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型)	500mL	538元
PS107S		100mL	128元

