

## 蛋白Marker

- 高准确性** - 蛋白条带分子量相较于同级别其它高端品牌产品更准确;
- 分布合理** - 蛋白条带分布更合理;
- 低交叉反应** - 一条带蛋白去除蛋白质标签, 最大程度降低抗体杂交反应。



蛋白Marker知多少?  
微信扫码查看详情

货号	名称	规格	价格	说明书	
WJ101	双色预染蛋白Marker 15kDa~150kDa	250μL×2	398元		
WJ101L		250μL×10	1488元		
WJ102	双色预染蛋白Marker 10kDa~250kDa	250μL×2	448元		
WJ102L		250μL×10	1688元		
WJ106	双色预染蛋白Marker 10kDa~250kDa (适用于近红外荧光成像)	250μL×2	448元		
WJ106L		250μL×10	1688元		
WJ103	三色预染蛋白Marker 10kDa~250kDa	250μL×2	448元		
WJ103L		250μL×10	1688元		
WJ107	三色预染蛋白Marker 10kDa~180kDa	250μL×2	328元		
WJ107L		250μL×10	1280元		
WJ402	双色预染低分子量蛋白分子量标准 (1.2kDa~40kDa)	50μL	198元		
WJ402L		50μL×5	798元		
WJ201	非预染蛋白Marker 10kDa~235kDa	250μL×2	158元		

## 免冰浴快速转膜缓冲液

- 快速** - 15~40min即可完成Western Blot湿转法转膜, 产热量小, 无需使用冰浴;
- 安全** - 配制过程中, 可用无水乙醇替代甲醇, 避免使用有毒试剂;
- 适用** - 适用于各种常见凝胶的转膜。



PS201/PS201S



TF105

扫码查看  
说明书

货号	名称	规格	价格
PS201	Omni-Flash™免冰浴快速转膜缓冲液(10×)	5L	718元
PS201S		500mL	88元
TF105	免冰浴快速转膜缓冲液速溶颗粒	1L×20	258元

## WB专用转膜海绵垫(免滤纸)

制作转印三明治时, 扮演了海绵和滤纸双重角色, 无需额外使用滤纸, 提高实验效率及容错率。



扫码查看  
说明书

货号	名称	规格	价格
OT102	WB专用转膜海绵垫(免滤纸)I型(用于两块胶转印仪)	70片	178元
OT103	WB专用转膜海绵垫(免滤纸)II型(用于四块胶转印仪)		

## 无蛋白快速封闭液

- 快速** - 5-10min快速完成封闭;
- 可靠** - 无蛋白配方, 与抗体无交叉反应;
- 应用广** - 尤其适合磷酸化特异抗体及生物素检测系统。



PS108



PS108P

扫码查看  
说明书

货号	名称	规格	价格
PS108	无蛋白快速封闭液(5×)	100mL	118元
PS108P	无蛋白快速封闭液(1×)	500mL	128元



聊聊转膜那些事儿!  
微信扫码查看详情



WB专用转膜海绵垫(免滤纸)操作视频  
微信扫码查看详情

## 通用型抗体稀释液

- 稳定** - 稀释的抗体可在4°C保存不少于6个月, 可重复使用多次;
- 通用** - 可用于稀释一抗和二抗, 适用于WesternBlot, IHC及IF等多种实验;
- 方便** - 直接用于抗体的稀释, 无需添加任何额外的试剂。



扫码查看  
说明书

货号	名称	规格	价格
PS119	通用型抗体稀释液	100mL	128元
PS119L		500mL	478元

## 化学发光检测试剂盒

快速检测低至飞克量(SQ201/SQ203)和皮克量(SQ202)的蛋白。



SQ201/SQ201L



SQ203/SQ203L



SQ202/SQ202L

扫码查看  
说明书

货号	名称	规格	价格
SQ201	Omni-ECL™超灵敏化学发光检测试剂盒(飞克级)	100mL	798元
SQ201L		500mL	3198元
SQ203	Omni-ECL™通用型化学发光检测试剂盒(飞克级)	100mL	358元
SQ203L		500mL	1198元
SQ202	Omni-ECL™基础型化学发光检测试剂盒(皮克级)	100mL	258元
SQ202L		500mL	798元

## WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型)

- 节省** - 同一张膜的相同样品可用于多种检测;
- 温和** - 对转印膜上结合的靶蛋白损伤极微;
- 省时** - 不需要重新制胶电泳;
- 无味** - 无刺鼻气味, 更环保。
- 高效** - 去除效果好, 远优于自制缓冲液;



扫码查看  
说明书

货号	名称	规格	价格
PS107	WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型)	500mL	538元
PS107S		100mL	128元



Western blot之显影检测  
微信扫码查看详情



精品推荐 | PS107 WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型)  
微信扫码查看详情



# 雅酶明星产品系列



雅酶公众号



雅酶视频号

上海雅酶生物医药科技有限公司  
Shanghai EpiZyme Biomedical Technology Co., Ltd  
地址: 上海市闵行区新骏环路760号1号楼3层  
网址: www.epizyme.cn 电话: 400 058 8030

## 柱式动物组织/细胞总蛋白抽提试剂盒

- 操作简单快速** - 最快1min可以得到变性总蛋白;
- 无蛋白丢失** - 可打开DNA双链, 高效获取与DNA结合的蛋白;
- 小样本量, 高得率** - 最小可处理20μL样本与裂解液混合物, 提取的蛋白溶液浓度可达2~8mg/mL;
- 适用多种实验** - 含有两种裂解液, 既可用于提取变性蛋白质, 也可提取天然蛋白质。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PC201	柱式动物组织/细胞总蛋白抽提试剂盒	50次	498元
PC201plus	柱式动物组织/细胞总蛋白抽提试剂盒(含蛋白酶抑制剂混合液)		658元

## 细胞膜蛋白/浆蛋白提取试剂盒

- 速度快** - 可在约90min内完成膜蛋白提取;
- 得率高** - 采用新型优化的去污剂配方, 可从 $5 \times 10^6$ 个细胞中提取约0.4~0.6mg的膜蛋白(不同细胞系中膜蛋白含量有所差异), 得率比一般试剂盒高30%~50%;
- 纯度佳** - 交叉污染率极低(通常低于10%), 仅会在膜蛋白组中掺入极少量细胞溶质蛋白;
- 易操作** - 细胞样品不需要匀浆和液氮冻融等方式进行处理;
- 高兼容** - 膜蛋白提取物可用于BCA蛋白定量、SDS-PAGE、Western Blot、免疫沉淀等后续实验。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PC202	细胞膜蛋白/浆蛋白提取试剂盒	50次	1580元
PC202S		10次	398元

## 细胞核蛋白/浆蛋白提取试剂盒

- 速度快** - 提取时间比传统试剂盒缩短10~20min (PC204);
- 得率佳** - 可有效提取细胞核内可溶性蛋白(不包括核膜蛋白);
- 纯度高** - 核蛋白/浆蛋白分离效果显著, 交叉污染率极低(效果优于传统试剂盒);
- 易操作** - 操作简单, 无需梯度超速离心;
- 高兼容** - 提取产物适用于WB、IP、EMSA、Footprinting、报告基因检测及酶活力测定等试验(PC203)。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PC203	细胞核蛋白/浆蛋白提取试剂盒(多应用型)	50次(细胞)	588元
PC204	细胞核蛋白/浆蛋白提取试剂盒(WB 高效型)		



柱式动物组织/细胞总蛋白抽提试剂盒操作视频  
微信扫码查看详情



小鹏分享—膜蛋白WB实验小贴士  
微信扫码查看详情



小鹏分享—核蛋白提取实验小贴士  
微信扫码查看详情

## 高纯度线粒体及线粒体蛋白提取试剂盒

- 纯度高** - 利用两步密度梯度离心的原理, 提取到的线粒体纯度更高;
- 活性高** - 所提取的线粒体保留有完整的结构, 并具有很高的生物学活性;
- 应用广** - 提取的线粒体可应用于: (1)线粒体的功能或酶活性研究; (2)线粒体蛋白分析: 如SDS-PAGE、免疫印迹(WB)、免疫沉淀(IP)、蛋白质组学研究等; (3)线粒体DNA(mtDNA)提取。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PC205	高纯度线粒体及线粒体蛋白提取试剂盒	30次	498元

## 蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合液(100x, 不含 EDTA)

仅使用一种溶液即可有效防止蛋白被内源性蛋白酶和磷酸酶降解, 与质谱分析兼容。



GRF101 扫码查看说明书



GRF102 扫码查看说明书



GRF103 扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
GRF103	蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合液(100x, 不含 EDTA)	1mL	398元
GRF101	蛋白酶抑制剂混合液(不含EDTA)(100x)	1mL	298元
GRF102	磷酸酶抑制剂混合液(100x)	1mL	298元

## 即用型蛋白定量试剂盒

- 方便快捷** - 提供即用型标准品, 省去繁琐的稀释步骤;
- 兼容性好** - 与金属离子、螯合剂及去污剂兼容性较好;
- 简单快速** - 室温5min完成显色反应(ZJ103)。



ZJ102 扫码查看说明书



ZJ103 扫码查看说明书



ZJ104 扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
ZJ102	Omni-Easy™即用型BCA蛋白定量试剂盒	500次(微孔)	298元
ZJ102L		2500次(微孔)	888元
ZJ103	Omni-Rapid™快速蛋白定量试剂盒	500次(微孔)	698元
ZJ104	即用型Bradford蛋白定量试剂盒(兼容去垢剂)	800次(微孔)	358元



小鹏分享—让线粒体提取更高效  
微信扫码查看详情



一篇搞定WB蛋白定量(附BCA蛋白定量操作演示)  
微信扫码查看详情

## 一步法免染PAGE凝胶快速制备试剂盒

- 紫外成像** - 无需染胶, 蛋白条带可直接紫外曝光成像;
- 一步法灌胶** - 灌制下层胶后直接注入上层胶, 无需液封;
- 操作简单快速** - 制胶无需计算所需溶液量, 无需稀释;
- 彩色上层胶** - 可制备红绿蓝三种颜色的上层胶, 为点样和区分不同凝胶提供最大便利;
- 避免异味** - 无需使用TEMED, 避免恶臭气味;
- 条带清晰** - 尤其小分子蛋白质条带比在传统凝胶中更清晰。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PG220~PG224	Omni-Easy™一步法免染PAGE凝胶快速制备试剂盒*	125块(0.75mm胶)或 >90块(1.00mm胶)或 >60块(1.50mm胶)	338元

\*有6%、7.5%、10%、12.5%、15%五种下层胶浓度可供选购。

## 类梯度PAGE胶快速电泳套装

- 分离范围广** - 所配制凝胶具有类似梯度胶蛋白带型的广谱分离能力, 无需区分不同浓度下层胶;
- 电泳速度快** - 200V恒压, 25min即可完成电泳;
- 一步法灌胶** - 灌制下层胶后直接注入上层胶, 无需液封;
- 操作简单快速** - 制胶无需计算所需溶液量, 无需稀释;
- 彩色上层胶** - 可制备红绿蓝三种颜色的上层胶, 为点样和区分不同凝胶提供最大便利;
- 避免异味** - 无需使用TEMED, 避免恶臭气味。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PG610	类梯度PAGE胶快速电泳套装	125块(0.75mm胶)或 >90块(1.00mm胶)或 >60块(1.50mm胶)	498元

## 免染预制胶

- 紫外成像** - 无需染胶, 蛋白条带可直接紫外曝光成像;
- 分辨率高** - 全新凝胶缓冲体系配方使蛋白电泳条带更清晰锐利, 分辨率更高;
- 性能优越** - 针对性的设计有效降低边缘效应, 轻松获得理想的电泳结果;
- 稳定性高** - 采用自动化灌胶生产技术, 确保了产品质量的高稳定性和重复性;
- 操作简便** - 即开即用, 无需额外配制各种缓冲液和灌胶操作, 并配有Tris/MOPS/SDS电泳缓冲液速溶颗粒;
- 兼容性强** - 兼容市场上主流的mini电泳槽;
- 安全性高** - 无需接触有毒试剂。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
LK401~LK410	Super-PAGE™免染预制胶, Bis-Tris(含MOPS电泳液)*	10片装	198元

\*有8%、10%、12%、4~12%、4~20%五种浓度和12孔、15孔两种规格可供选购。



免染成像, 让蛋白电泳嗨起来  
微信扫码查看详情



新品来袭—类梯度PAGE胶快速电泳套装  
微信扫码查看详情



预制胶+紫外成像, 让蛋白电泳嗨上加嗨!  
微信扫码查看详情

## Omni-Easy™速溶型蛋白上样缓冲液(变性, 还原型, 5x)

- 抑制降解** - 新配方, 确保煮样后pH值为中性, 避免蛋白降解, 尤其适用于磷酸化蛋白;
- 沉降迅速** - 样品会快速沉到加样孔底, 不易飘起;
- 快速融化** - 从-20°C取出后融化速度快, 不粘稠;
- 无异味** - 采用新型还原剂, 不含β-巯基乙醇或DTT, 无令人不快的臭味。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
LT101S	Omni-Easy™速溶型蛋白上样缓冲液(变性, 还原型, 5x)	1mLx5	78元
LT101		1mLx15	188元
LT101L		1mLx75	848元



蛋白电泳避坑指南  
微信扫码查看详情

## 考马斯亮蓝快速染液(免脱色)

- 染色时间短, 灵敏度高;
- 背景低, 可免脱色;
- 无毒无污染。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
PS111	考马斯亮蓝快速染液(免脱色)	250mL	168元

## 快速细胞冻存液

- 细胞可直接冻存于-80°C冰箱, 无需程序降温;
- 化学成分明确;
- 细胞复苏率在90%以上;
- 冻存液在2~8°C即可稳定保存, 即取即用。



扫码查看说明书

货号	名称	规格	价格
BY002	快速细胞冻存液(无血清)	100mL	398元
BY002P	免分装快速细胞冻存液(无血清)	5mLx20	398元