

# 胎牛血清系列

100% FBS

三次 0.1 $\mu$ m 过滤  
支原体检测和病毒筛查

全程冷链、无冻融

高性价比

## 南美特级胎牛血清(乌拉圭)

本产品为原装进口乌拉圭胎牛血清,适用于绝大多数细胞系及干细胞培养,并在原代细胞培养中表现非常优异。免分装包装 (50mL $\times$ 10) 更方便使用。

货号	名称	规格	价格
CY101P	南美特级胎牛血清 (乌拉圭)	50mL $\times$ 10 (免分装)	2280元
CY101		500mL	2180元
CY101S		100mL	598元

## 优级胎牛血清(免分装)

本产品精选 5-8 月龄胎牛作为血清原料,极具性价比,适用于大部分常规细胞,肿瘤细胞的培养。免分装包装 (50mL $\times$ 10) 更方便使用。

货号	名称	规格	价格
CY201P	优级胎牛血清 (免分装)	50mL $\times$ 10 (免分装)	1680元



## 澳洲特级胎牛血清(澳大利亚/新西兰)

本产品为原装进口澳大利亚 / 新西兰胎牛血清,几乎适用于所有的娇贵难养的细胞系,如各类原代细胞、神经细胞、免疫类细胞、干细胞等。



货号	名称	规格	价格
CY103	澳洲特级胎牛血清 (澳大利亚 / 新西兰)	500mL	5988元
CY103S		100mL	1398元

## 无外泌体血清

本产品采用国外原装进口高品质胎牛血清为源血清,经过特定方法处理后,血清中的外泌体去除率达到 98% 以上。



货号	名称	规格	价格
CY104	无外泌体血清	50mL	2280元

## 低脂胎牛血清

本产品通过固体基质脱脂作用去除内源性脂类、甘油三酯和胆固醇,含量仅为标准胎牛血清的 1/3。



货号	名称	规格	价格
CY105	低脂胎牛血清	500mL	2980元
CY105S		100mL	698元

## 透析型胎牛血清

本产品通过透析去除血清中的一些小分子物质,如葡萄糖、盐类、非蛋白结合分子。透析处理去除分子质量小于 10kDa 的分子,过程中无法去除激素,但可能会降低一些类型细胞的生长能力。该血清在 4°C 下处理,需严格控制 pH 值,渗透压和葡萄糖浓度。



货号	名称	规格	价格
CY106	透析型胎牛血清	500mL	2980元
CY106S		100mL	698元

## 碳吸附胎牛血清

本产品是一款低水平类固醇类的血清产品。通过碳吸附可降低血清中许多激素及生长因子的浓度,如雌二醇、皮质醇、皮质酮、B 类维生素、T3、T4、前列腺素等。该血清适用于上述一些物质可能干扰实验结果的实验中,对于那些需要这些物质的细胞培养,可能会降低细胞生长速度。



货号	名称	规格	价格
CY107	碳吸附胎牛血清	500mL	2980元
CY107S		100mL	698元

## 四环素阴性胎牛血清

本产品可应用于使用敏感四环素诱导表达系统的细胞培养,以及其它对四环素敏感的实验中。四环素检测含量约为 0.001μg/mL。



货号	名称	规格	价格
CY108	四环素阴性胎牛血清	500mL	2980元
CY108S		100mL	698元

