

# 一站式高效 WB 套装 (货号: WB101)

## 产品简介

本产品包含全套 Western Blot (WB) 实验试剂: RIPA 裂解液 (强)、蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合液 (100 $\times$ , 不含 EDTA)、类梯度 PAGE 快速制备试剂盒、改良型促凝剂、PG610 专用电泳缓冲液速溶颗粒、Omni-Easy™速溶型蛋白上样缓冲液 (变性, 还原型, 5 $\times$ )、三色预染蛋白 Marker 10 kDa~250 kDa、PVDF 膜 (0.45  $\mu$ m)、WB 专用转膜海绵垫 (免滤纸)、免冰浴快速转膜缓冲液速溶颗粒、TBS/Tween 缓冲液 (10 $\times$ )、无蛋白快速封闭液 (1 $\times$ )、通用型抗体稀释液、HRP 标记 GAPDH 兔单抗、Omni-ECL™ 超灵敏化学发光检测试剂盒 (飞克级)、WB 抗体快速剥离缓冲液 (温和通用型)。无需额外购买 WB 所需试剂, 为实验提供便利, 性价比极高。

## 产品内容

包裹一 (4°C保存)	包裹二 (常温保存)	包裹三 (-20°C保存)
<b>类梯度PAGE快速制备试剂盒</b> 保质期: 18个月 下层胶溶液 (2 $\times$ )-30mL+ 下层胶缓冲液 (2 $\times$ )-30mL+ 上层胶溶液 (2 $\times$ )-10mL+ 彩色上层胶缓冲液 (2 $\times$ )-10mL	<b>免滤纸转膜海绵</b> 10片 保质期: 长期有效	<b>蛋白酶抑制剂</b> GRF103-100 $\mu$ L 保质期: 12个月
<b>化学发光液</b> SQ201-20mL 保质期: 12个月	<b>免冰浴转膜颗粒</b> 1L $\times$ 5 保质期: 36个月	<b>蛋白上样缓冲液</b> LT101-1.25mL $\times$ 2 保质期: 12个月
<b>RIPA裂解液、抗体稀释液</b> PC101-10mL,PS119-50mL 保质期: 12个月	<b>PG610专用电泳颗粒</b> 500mL $\times$ 4 保质期: 36个月	<b>HRP标记GAPDH兔单抗</b> LF211-HRP-10 $\mu$ L 保质期: 24个月
<b>TBST、封闭液、剥离液</b> 保质期: 12个月 PS103-50mL,PS108P-50mL,PS107-50mL	<b>PVDF膜 (0.45<math>\mu</math>m)</b> WJ002S-10片 保质期: 5年	<b>改良型促凝剂</b> AP-1mL 保质期: 18个月
	<b>随机盲袋挂件</b> 保质期: 长期有效	<b>预染蛋白Marker</b> WJ103-50 $\mu$ L 保质期: 24个月

## 注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
2. 本产品仅限科研使用。

